

# AquaMaster

## Bomba de lavado endoscópico

La bomba de lavado AquaMaster, pieza esencial para cualquier plataforma técnica de endoscopia digestiva, es compatible con todo tipo de endoscopios digestivos, sea cual sea su marca.

La bomba **AquaMaster** se utiliza::

- ▶ Durante las colonoscopias, para limpiar el colon en caso de preparación insuficiente,
- ▶ Durante una hemorragia gastrointestinal,
- ▶ Durante las colonoscopias realizadas bajo insuflación de agua en lugar de aire o CO<sub>2</sub>.



# AquaMaster

Referencia	Descripción	Cant.
14-E400	Bomba de lavado endoscópico	unitario

## Características

- ▶ La bomba de lavado incluye: 1 carcasa; 1 cabezal de la bomba; 1 interruptor de pie; 1 soporte para botella de agua estéril y 1 cable de alimentación.
- ▶ El ajuste del caudal mediante potenciómetro permite un cambio casi instantáneo del caudal.
- ▶ Pedal de mando sujeto a un soporte magnético para mejorar su adherencia al suelo.
- ▶ Posibilidad de acoplar el soporte de la botella de agua estéril al lado izquierdo o derecho de la carcasa para adaptarse a la configuración de la columna de endoscopia.
- ▶ Panel frontal inclinado a 45° para facilitar el alcance de las funciones de la bomba, especialmente si ésta se coloca en la parte inferior de la columna.
- ▶ Posibilidad de activar la bomba a través del botón del panel frontal en caso de que el interruptor de pie no esté disponible.



## Especificaciones técnicas

- ▶ 230 V / 50 Hz
- ▶ Caudal aproximado ajustable: 620 - 1000 ml/min
- ▶ Dimensiones (H/P/A): 150 / 280 / 300 mm
- ▶ Peso: 5 kg

Pensando siempre en los posibles riesgos de contaminación asociados al uso de botellas y tubos reutilizables, la bomba de lavado **AquaMaster** es compatible con nuestra gama de tubos de irrigación desechables y conectores de canales de chorro de agua auxiliares, **ScopeFlush**.



Tubo ENDO130

### ScopeFlush - Tubo de irrigación para bombas de lavado - ESTÉRIL - USO 24h00

Referencia	Descripción	Compatibilidad con bombas de lavado	Cant.
ENDO130	Tubos de irrigación para bombas de lavado	AQUA:MASTER, Olympus® OFP2, Endostratus®, Pentax®, Scope Assist™	10



ENDO241



ENDO242



ENDO126

### ScopeFlush - Conectores para canal de inyección de agua auxiliar - ESTÉRIL - USO ÚNICO

Referencia	Descripción	Compatibilidad de endoscopios digestivos	Cant.
ENDO241	Conector para el canal de inyección de agua auxiliar	Olympus®	100
ENDO242	Conector para el canal de inyección de agua auxiliar	Pentax®	100
ENDO126	Conector para el canal de inyección de agua auxiliar	Fujifilm®	100

**Descripción:** Bomba de lavado endoscópico AQUA:MASTER. **Indicaciones:** Irrigación gastrointestinal endoscópica. **Clase:** IIa. **Organismo notificador:** CE0483. **Fabricante:** Creo Medical GmbH  
**Uso adecuado:** Antes de utilizarlo, lea atentamente las instrucciones de uso o el etiquetado del aparato. **Versión:** AM\_S\_1 Rev.01 Fecha: 28-11-22

Su distribuidor autorizado de Creo Medical

## Creo Medical S.L.

Pol. Ind. Cordovilla, Calle D. Nº1  
 31191 Cordovilla, Navarra (España)  
 Tel.: +34 948 293 324  
 E-mail: info.es@creomedical.com

