

Blue Eye™

Agent pour injection sous-muqueuse



Garder la lésion surélevée !

Blue Eye™ est une solution injectable utilisée pour le soulèvement sous-muqueux de polypes, adénomes, cancers à un stade précoce ou autres lésions de la muqueuse gastro-intestinale, avant excision avec une anse ou un autre dispositif.

Blue Eye™

Agent pour injection sous-muqueuse

Référence	Description	CDT
TS-905	Blue Eye™ - Agent pour injection sous-muqueuse Seringue pré-remplie de 5 ml	10



Caractéristiques



Efficacité longue durée

Permet d'obtenir une élévation de la muqueuse deux fois plus durable qu'une solution saline normale, avec pour avantages de réduire la durée de la procédure et les complications telles que les perforations et ainsi augmenter le taux de succès de l'intervention.



Sûr

Blue Eye™ est conditionné sous blister stérile, dans une seringue prête à l'emploi, pour éliminer tout risque de contamination en empêchant l'exposition à l'air.



Facile à utiliser

Contrairement aux produits conditionnés en ampoules, Blue Eye™ se présente sous forme de seringue pré-remplie de 5 ml à connecter directement à une aiguille d'injection.



Biocompatible

Blue Eye™ est biocompatible ; il contient de l'acide hyaluronique, un biopolymère naturellement présent dans le derme humain.

Dénomination : Agent pour injection sous-muqueuse. **Indications :** Blue Eye (TS-905) est destiné aux interventions endoscopiques gastro-intestinales pour le soulèvement sous-muqueux de polypes, d'adénomes, de cancers au stade précoce ou autres lésions de la muqueuse gastro-intestinale avant excision avec une anse ou un autre dispositif endoscopique. **Classe :** IIb. **Organisme notifié :** CE1639. **Fabricant :** The Standard Co., Ltd. **Bon usage :** Avant toute utilisation, lire attentivement les instructions figurant sur la notice d'utilisation ou l'étiquetage du dispositif. **Remboursement :** Produit non inscrit à la LPPR. **Version :** BE_F_3. Rev.03. Date 21-02-23

Distribué en France par :

Creo Medical SASU

9, avenue Jean Prouvé

88101 Saint-Dié des Vosges

Email : info.fr@creomedical.com

Tél : + 33 3 29 58 45 45 / 46 46

