

WiScope®

Cistoscopio digital flexible de un solo uso

Equipos de alto rendimiento siempre operativos y disponibles, que puede utilizar en el quirófano, en la consulta o junto a la cama del paciente.




Referencia	Desviación	Ø vaina de inserción (Fr / mm)	Ø canal de trabajo (Fr / mm)	Longitud de la vaina (mm)	Compatibilidad		Cant/ caja	Cant venta
					Tablet	Procesador		
00060011	Inversa	15,3 / 5,1	6,6 / 2,2	380	✓	✗	2	6
00060008	WiScope® Medical Tablet						1	1

Cistoscopio con desviación estándar también disponible, póngase en contacto con nosotros.

Características

- ▶ Obtenga **equipos de alto rendimiento siempre disponibles y 100% funcionales** para sus exámenes cistoscópicos, sin retrasar la atención al paciente. Además de su disponibilidad inmediata, el cistoscopio de un solo uso **WiScope®**:
 - No requiere **inversiones, reparaciones, mantenimiento ni control microbiológico**,
 - Elimina los procedimientos de **descontaminación y esterilización**,
 - Elimina el **riesgo de contaminación cruzada**,
 - Proporciona el rendimiento esperado en términos de **manipulación y calidad de visión**,
 - **Permite una intervención rápida y la gestión de emergencias.**
- ▶ La **WiScope® Medical Tablet** es **ligera, portátil y compacta**, por lo que puede **transportarse fácilmente de un departamento a otro**, lo que permite realizar exámenes junto a la cama del paciente.



Descripción: Cistoscopio digital flexible de un solo uso WiScope®. **Indicaciones:** acceder, visualizar y realizar procedimientos en el tracto urinario y renal. **Clase:** IIa. **Organismo notificador:** CE0123. **Uso del producto:** antes de usarlo, lea atentamente las Instrucciones de uso o la etiqueta del producto. **Versión:** WSC_S_3 Rev.03 Date 07-03-2024

Distribuido en España por:

Creo Medical S.L.U

Pol. Ind. Comarca I, Calle A. NºD22

31160 Orcoyen, Navarra (España)

Tel.: +34 948 293 324

E-mail: info.es@creomedical.com