


EchoHood

Ballonnet pour Écho-Endoscope

EchoHood est un ballonnet conçu pour résister aux contraintes de l'écho-endoscopie tout en garantissant une image échographique de très bonne qualité.

Une gamme complète,
qui accompagne constamment les
évolutions des échoendoscopes.



STÉRILE







EchoHood

Ballonnets pour Écho-Endoscopes

EchoHood – Ballonnets pour écho-endoscopes Olympus™





Pictogrammes	Références	Désignation	Ouverture(s)	CDT
	AS1070000	Ballonnet pour écho-duodénoscopes	2 ouvertures	20
	AS1460000	Ballonnet pour écho-endoscopes	2 ouvertures	20
	AS1830000	Ballonnet pour écho-duodénoscopes	1 ouverture	20
	AS2230000	Ballonnet pour écho-endoscopes	2 ouvertures	20
	AS3280000	Ballonnet pour écho-bronchoscopes	2 ouvertures	20
	AS3680000	Ballonnet pour écho-duodénoscopes	1 ouverture	20

EchoHood – Ballonnets pour écho-endoscopes Pentax™

Pictogrammes	Références	Désignation	Ouverture(s)	CDT
	AS1470000	Ballonnet pour écho-duodénoscopes	1 ouverture	20
	AS2070000	Ballonnet pour écho-duodénoscopes	2 ouvertures	20
	AS3710000	Ballonnet pour écho-duodénoscopes	2 ouvertures	20
	AS3940000	Ballonnet pour écho-bronchoscopes	2 ouvertures	20

La référence AS1470000 est livrée accompagnée des anneaux de fixation et d'un embout de montage.

EchoHood – Ballonnets pour écho-endoscopes Fujifilm™

Pictogrammes	Références	Désignation	Ouverture(s)	CDT
	AS2660000	Ballonnet pour écho-endoscopes	2 ouvertures	20
	AS2800000	Ballonnet pour écho-endoscopes	1 ouverture	20
	AS3560000	Ballonnet pour écho-endoscopes	1 ouverture	20
	AS3610000	Ballonnet pour écho-endoscopes	2 ouvertures	20

Caractéristiques

- ▶ **Membrane à épaisseur constante** pour une image d'excellente qualité.
- ▶ **Conditionnement individuel rigide et opaque** pour protéger le ballonnet **contre les U. V. et les chocs.**
- ▶ **Étui individuel stérile** afin d'éviter tout risque de contamination par contact.
- ▶ **Ballonnets contrôlés individuellement** pour assurer leur qualité.
- ▶ **Tableau de correspondance « Écho-endoscopes – Ballonnets »** disponible sur demande.



Dénomination : Ballonnet pour écho-endoscopes EchoHood. **Indications :** Écho-endoscopies digestives et bronchiques. **Classe :** Is. **Organisme notifié :** CE0459. **Fabricant :** Prince Médical. **Bon usage :** Avant toute utilisation, lire attentivement les instructions figurant sur la notice d'utilisation ou l'étiquetage du dispositif. **Remboursement :** Produit non inscrit à la LPPR. **Version:** EH_F_3. Rev.03
Date 07-10-22

Distribué en France par :

Creo Medical SASU

9, avenue Jean Prouvé

88101 Saint-Dié des Vosges

Email : info.fr@creomedical.com

Tél : + 33 3 29 58 45 45 / 46 46

