

# SmartScale - Aros - SmartFlow

## Kabellose Uroflowmeter

- ▶ Nicht-invasive Diagnostik
- ▶ Mehrere Lösungen für verschiedene Anforderungen



## SmartScale - PC Flow

### Der kabellose Uroflow mit PC- und Netzwerkanbindung

#### Vorteile des SmartScale:

- ▶ Kabellose Technologie – einfach zu benutzen und zu reinigen
- ▶ Vollautomatische Flowregistrierung
- ▶ Exzellente Messqualität
- ▶ Skalierung - fix oder variabel
- ▶ Automatische ICS-Auswertung mit DIN A4 Ausdruck für Drucker oder PDF
- ▶ Benutzerfreundliche SQL-Datenbank
- ▶ Hohes Sicherheitslevel für Datenmanagement (DICOM-Option)
- ▶ Hygienisch – höhenverstellbarer Trichter und 2 l Becher vermeiden Spritzverluste und Überlauf
- ▶ Robuste und langlebige Konstruktion

98800002	SmartScale
----------	------------



## Aros - Flow-EMG Kombiniertes FLOW-EMG System

#### Vorteile des Aros:

- ▶ Aros vereint alle Vorteile und Funktionen des SmartScale
- ▶ Kabellose Synchronisation mit EMG-Signalen
- ▶ Benutzerfreundliche Ladestation über PC oder Steckdose
- ▶ Optionale Biofeedback Funktionen mit Oberflächen-elektroden, Anal- oder Vaginalsonden
- ▶ Optionale Kombination mit Pinit Bladder-Scanner zur Restharnbestimmung

98400000	Aros
----------	------

## SmartFlow - Drucker Flow

### Der „Klassiker“ mit kabellosem Design und einmaligen Extras

#### Vorteile des SmartFlow:

- ▶ Kabellos, handlich und portabel
- ▶ Benutzerfreundliche Touchscreen-Kontrolle
- ▶ Exzellente Messqualität
- ▶ Vollautomatische Registrierung: stromsparend, Auto-Zero, Auto-Start, Auto-Stopp, Auto-Print
- ▶ Schneller Echtzeit-Drucker (80mm)
- ▶ Automatische Online-Ausdrucke mit ICS-Auswertung
- ▶ Hohe Sicherheit durch Speicherung der letzten 4 Messungen
- ▶ Hygienisch – Design verhindert Spritzverluste und Überlauf
- ▶ Optionale Wandhalterung
- ▶ Option für PC-Link mit Vorteilen des SmartScales und Einbindung in Patientendatenbank und KIS

00004440	SmartFlow
----------	-----------



**Beschreibung:** Uroflow, **Indikation:** Uroflow Messungen mit und ohne EMG, **Klasse:** IIa, **Benannte Stelle:** SGS, **Hersteller:** Creo Medical S.L., **Sicherheitshinweis:** Bitte lesen Sie die Gebrauchsinformation vor Benutzung der Systeme, **Version:** FM\_G\_3 Rev.03 Date 23-05-23

Ihr autorisierter Creo Medical Vertriebspartner:

### Creo Medical GmbH

Hans-Böckler-Str. 29

40764 Langenfeld, Deutschland

Email: [info.de@creomedical.com](mailto:info.de@creomedical.com)

Tel: +49 21 73 200 47 0

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Abbildungen enthalten teilweise Sonderausstattungen.

