


SmartScale - Aros - SmartFlow

Flujómetros

- ▶ Diagnostico no invasivo
- ▶ Diferentes soluciones para diversas necesidades



SmartScale - PC Flow

El flujómetro inalámbrico a PC e integración a la red

Ventajas del SmartScale:

- ▶ Inalámbrico, fácil de usar y limpiar.
- ▶ Completamente automático.
- ▶ Excelente calidad en las mediciones.
- ▶ Escala fija o variable.
- ▶ Análisis automático en cumplimiento con los estándares de la ICS con nomogramas de Liverpool, Siroky y pediátricos.
- ▶ Software fácil de usar con base de datos SQL.
- ▶ Informes configurables por el usuario.
- ▶ Alto nivel de seguridad en la protección de datos.
- ▶ Higiénico - diseñada contra salpicaduras.
- ▶ Robusto y duradero.



98800002

SmartScale



SmartFlow

El "enfoque clásico" con diseño inalámbrico y extras únicos

Ventajas del SmartFlow:

- ▶ Inalámbrico, portátil y fácil de usar.
- ▶ Controlado en tiempo real mediante pantalla táctil.
- ▶ Excelente calidad de las mediciones, especialmente en flujos pequeños.
- ▶ Completamente automatizado, ahorro de energía, Auto-cero, Auto-start, Auto-stop, Auto-print.
- ▶ Impresión rápida en tiempo real (80 mm).
- ▶ Análisis y valores automáticos.
- ▶ Alto nivel de seguridad manteniendo en memoria los últimos 4 estudios.
- ▶ Higiénico - diseñada contra salpicadura.
- ▶ Opcional: se puede colocar en pared.
- ▶ Opcional: conexión al ordenador que permite guardar los estudios en una base de datos e integrarlos en el sistema informático del Hospital.

00004440

SmartFlow

Aros - Flow-EMG

El sistema combinado de Flujo y Electromiografía

Ventajas del Aros:

- ▶ Aros tiene toda la funcionalidad y ventajas del SmartScale.
- ▶ Se sincroniza inalámbricamente con el electromiógrafo.
- ▶ Batería del EMG recargable conectado al USB del ordenador.
- ▶ Biofeedback opcional con sondas anales y vaginales.
- ▶ Posibilidad de combinar con equipo de ultrasonidos Pinit para la medición del residuo pos-miccional.

98400000

Aros



Descripción: Medidores de flujo urinario. **Indicaciones:** Estudio de la micción. **Clase:** IIa. **Organismo notificador:** SGS. **Fabricante:** Creo Medical. **Uso correcto:** Antes de utilizar el dispositivo, lea atentamente las instrucciones del manual de usuario. **Versión:** FM_S_2 Rev.02 Date 24-05-23

Distribuido en España por:

Creo Medical S.L.

Pol. Ind. Cordovilla, Calle D. Nº1
31191 Cordovilla, Navarra (España)

Tel.: +34 948 293 324

E-mail: info.es@creomedical.com

