



# Gold Hpdry

## Test rapide à l'uréase pour détection de l'*Helicobacter pylori*

- ▶ Détection de l'*Helicobacter pylori* dans les biopsies de muqueuse gastrique.
- ▶ Simple, rapide et fiable, il s'utilise en salle d'endoscopie et permet de diagnostiquer rapidement les infections à l'*Helicobacter pylori*.



## Test en 4 étapes :



Référence	Désignation	CDT
GH230391	Test rapide à l'uréase pour détection de l'Helicobacter pylori	50

## Caractéristiques

- ▶ **Détection rapide** d'une infection à *Helicobacter pylori* :
  - Première lecture à **5 minutes**.
  - Lecture finale à **60 minutes**.
- ▶ **Variation de l'intensité de la couleur** permettant d'évaluer le degré d'infection.
- ▶ **98% de sensibilité** et **97% de spécificité**.
- ▶ Se conserve **2 ans** sans aucun mode de stockage particulier.
- ▶ **Peu coûteux**.

**Dénomination** : Test rapide à l'uréase pour détection de l'*Helicobacter pylori* GOLD Hpdry. **Indications** : Détection de l'*Helicobacter pylori* dans les biopsies de muqueuse gastrique, basé sur la détection de l'activité de l'uréase. **Classe** : Dispositif Médical de Diagnostic In Vitro (DMDIV). **Organisme notifié** : Auto certification. **Fabricant** : GrupoBios S.A. **Bon usage** : Avant toute utilisation, lire attentivement les instructions figurant sur la notice d'utilisation ou l'étiquetage du dispositif. **Remboursement** : Produit non inscrit à la LPPR. **Version** : GHP\_F\_2 Rev. 02 Date 21-12-22.

Distribué en France par :

**Creo Medical SASU**

9, avenue Jean Prouvé

88101 Saint-Dié des Vosges

Email : [info.fr@creomedical.com](mailto:info.fr@creomedical.com)

Tél : + 33 3 29 58 45 45 / 46 46

