

ScopeBite

Biopsie-Zangen







2 Modelle, 8 Konfigurationen:
20 Referenzen, um Ihren
Bedürfnissen und Präferenzen
besser gerecht zu werden.







ScopeBite

Einmal Biopsie-Zangen für den Verdauungstrakt

ScopeBite - Biopsie-Zangen Standardmodell

	Referenz	Ø Katheter (mm)	Länge (cm)	Branchen	Spitze	Branchenöffnung (mm)	Entnahmenvolumen (mm ³)	Menge
	GBF-18165011	1,8	160	Glatt	✗	5,0	2,0	10
	GBF-23165011	2,3	160	Glatt	✗	7,0	5,9	10
	GBF-23235011	2,3	230	Glatt	✗	7,0	5,9	10
	GBF-23165012	2,3	160	Glatt	✓	7,0	5,9	10
	GBF-23235012	2,3	230	Glatt	✓	7,0	5,9	10
	GBF-181650123	1,8	160	Gezahnt	✗	5,6	2,6	10
	GBF-23165013	2,3	160	Gezahnt	✗	6,8	5,2	10
	GBF-23235013	2,3	230	Gezahnt	✗	6,8	5,2	10
	GBF-23165014	2,3	160	Gezahnt	✓	6,8	5,2	10
	GBF-23235014	2,3	230	Gezahnt	✓	6,8	5,2	10

ScopeBite - Biopsie-Zangen mit großem Fassungsvermögen und drehbaren Backen

	Referenz	Ø Katheter (mm)	Länge (cm)	Branchen	Spitze	Branchenöffnung (mm)	Große Kapazität	Entnahmenvolumen (mm ³)	Menge
	GBF-18165021	1,8	160	Glatt	✗	5,6	✗	2,6	10
	GBF-23165021	2,3	160	Glatt	✗	8,0	✓	7,9	10
	GBF-23235021	2,3	230	Glatt	✗	8,0	✓	7,9	10
	GBF-23165022	2,3	160	Glatt	✓	8,0	✓	7,9	10
	GBF-23235022	2,3	230	Glatt	✓	8,0	✓	7,9	10
	GBF-18165023	1,8	160	Gezahnt	✗	5,6	✗	2,6	10
	GBF-23165023	2,3	160	Gezahnt	✗	8,0	✓	7,9	10
	GBF-23235023	2,3	230	Gezahnt	✗	8,0	✓	7,9	10
	GBF-23165024	2,3	160	Gezahnt	✓	8,0	✓	7,9	10
	GBF-23235024	2,3	230	Gezahnt	✓	8,0	✓	7,9	10

Merkmale

- ▶ **2 Modelle verfügbar:**
 - Standardmodell
 - Modell mit schwenkbar Branchen und großer Kapazität
- ▶ **Zwei Arten von Branche:**
 - Glatt mit scharfen Kanten
 - Gezahnt
- ▶ **Modell mit großer Kapazität und schwenkbaren Branchen:**
 - **7.9 mm³ großes Probenentnahmenvolumen**
 - Doppelte Fenestrierung jeder Branche
 - **Ermöglicht das Schwenken der Branchen** für eine präzise Gewebeentnahme an der zu biopsierenden Stelle, auch in schwer zugänglichen Bereichen

Beschreibung: Biopsiezange für den Einmalgebrauch. **Indikationen:** Endoskopische Gewebeentnahme aus dem Gastrointestinaltrakt zur histologischen Untersuchung. **Klasse:** IIa. **Benannte Stelle:** CE0123. **Hersteller:** Hangzhou AGS Medtech Co, Ltd. **Richtiger Gebrauch:** Lesen Sie vor der Anwendung sorgfältig die Anweisungen in der Packungsbeilage oder auf dem Etikett des Geräts. **Version:** SB_G_3. Rev.03 Date 19-04-2023

Ihr autorisierter Creo Medical Vertriebspartner:

Creo Medical GmbH

Hans-Böckler-Str. 29

40764 Langenfeld, Deutschland

Email: info.de@creomedical.com

Tel: +49 21 73 200 47 0

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Abbildungen enthalten teilweise Sonderausstattungen.

