

ScopeBite


Pinzas de biopsia digestivas






**2 modelos, 8
configuraciones:**
20 referencias para
satisfacer mejor sus
necesidades y hábitos.



ScopeBite - Pinza de biopsia modelo estándar

	Referencia	Ø catéter (mm)	Longitud (cm)	Mandíbula	Aguja	Apertura mandíbula (mm)	Capacidad de extracción (mm ³)	Cant.
	GBF-18165011	1,8	160	Lisa	✗	5,0	2,0	10
	GBF-23165011	2,3	160	Lisa	✗	7,0	5,9	10
	GBF-23235011	2,3	230	Lisa	✗	7,0	5,9	10
	GBF-23165012	2,3	160	Lisa	✓	7,0	5,9	10
	GBF-23235012	2,3	230	Lisa	✓	7,0	5,9	10
	GBF-181650123	1,8	160	Dentada	✗	5,6	2,6	10
	GBF-23165013	2,3	160	Dentada	✗	6,8	5,2	10
	GBF-23235013	2,3	230	Dentada	✗	6,8	5,2	10
	GBF-23165014	2,3	160	Dentada	✓	6,8	5,2	10
	GBF-23235014	2,3	230	Dentada	✓	6,8	5,2	10

ScopeBite - Pinza de biopsia de gran capacidad con mandíbula pivotante

	Referencia	Ø catéter (mm)	Longitud (cm)	Mandíbula	Aguja	Apertura mandíbula (mm)	Gran capacidad	Capacidad de extracción (mm ³)	Cant.
	GBF-18165021	1,8	160	Lisa	✗	5,6	✗	2,6	10
	GBF-23165021	2,3	160	Lisa	✗	8,0	✓	7,9	10
	GBF-23235021	2,3	230	Lisa	✗	8,0	✓	7,9	10
	GBF-23165022	2,3	160	Lisa	✓	8,0	✓	7,9	10
	GBF-23235022	2,3	230	Lisa	✓	8,0	✓	7,9	10
	GBF-18165023	1,8	160	Dentada	✗	5,6	✗	2,6	10
	GBF-23165023	2,3	160	Dentada	✗	8,0	✓	7,9	10
	GBF-23235023	2,3	230	Dentada	✗	8,0	✓	7,9	10
	GBF-23165024	2,3	160	Dentada	✓	8,0	✓	7,9	10
	GBF-23235024	2,3	230	Dentada	✓	8,0	✓	7,9	10

Características

► Dos modelos disponibles:

- Modelo estándar
- Modelo de gran capacidad con mandíbula pivotante

► Dos tipos de mandíbulas:

- Lisas con bordes afilados
- Dentadas

► Modelo de gran capacidad con mandíbula pivotante:

- **Mayor volumen** de muestreo de **7,9 mm³**.
- **Doble fenestración de cada mandíbula.**
- Permite que las mandíbulas giren sobre el lugar de la biopsia para obtener una **muestra de tejido precisa**, incluso en zonas de difícil acceso.

Descripción: Pinzas de biopsia de un solo uso. **Indicaciones:** Extracción endoscópica de tejido del tracto gastrointestinal para exámenes histológicos. **Clase:** IIa. **Organismo notificador:** CE0123.

Fabricante: Hangzhou AGS Medtech Co, Ltd. **Usado adecuado:** Antes de utilizarlo, lea atentamente las instrucciones del manual de instrucciones o del etiquetado del aparato. **Versión:** SB_S_4.

Rev.04. Fecha: 06-09-22

Distribuido en España por:

Creo Medical S.L.

Pol. Ind. Cordovilla, Calle D. Nº1
31191 Cordovilla, Navarra (España)

Tel.: +34 948 293 324

E-mail: info.es@creomedical.com