

ScopeCover

Enveloppe de protection pour endoscopes à usage unique

Compatible avec un grand nombre de bacs disponibles sur le marché, le kit de protection stérile à usage unique, **ScopeCover**, permet d'isoler l'endoscope qu'il soit propre, prêt à être utilisé, ou sale, devant être retiré.

Les codes couleurs **Vert / Propre**, **Rouge / Contaminé**, ainsi que les inscriptions présentes sur les housses indiquent clairement l'état de propreté de l'endoscope.



Enveloppe de protection pour endoscopes à usage unique



Référence	Désignation	Longueur (cm)	Largeur (cm)	Épaisseur (mm)	Unité	CDT
7306-COVER	Enveloppe de protection pour endoscopes	96 ± 5	78 ± 5	0.04 ± 0.005	1	200
7316-COVER	Enveloppe de protection pour endoscopes (petite)	79 ± 5	67 ± 5	0.04 ± 0.005	1	200

Caractéristiques

- ▶ L'enveloppe de protection se compose de :
 - d'une enveloppe élastique **verte** dans laquelle l'endoscope sera inséré indiquant l'état propre du matériel contenu dans le bac de transport
 - d'une couverture **rouge** attaché qui recouvre entièrement le bac de transport indiquant l'état souillé du matériel contenu dans le bac de transport
- ▶ Répond à la Directive n° DGOS/PF2/DGS/VSS1/2016/220 du 4 juillet 2016 relative au traitement des endoscopes souples thermosensibles à canaux au sein des lieux de soins – Fiche 2 – Traitement manuel des endoscopes.

Distribué en France par :

Creo Medical SASU

9, avenue Jean Prouvé

88101 Saint-Dié des Vosges

Email : info.fr@creomedical.com

Tél : + 33 3 29 58 45 45 / 46 46

Dénomination : Enveloppe de protection pour endoscopes à usage unique **Indications** : Protection pour endoscopes. **Classe** : I stérile. **Organisme notifié** : CE 0123. **Fabricant** : Medwell Medical Products Co. Ltd. **Bon usage** : Avant toute utilisation, lire attentivement les instructions figurant sur la notice d'utilisation ou l'étiquetage du dispositif. **Remboursement** : Produit non inscrit à la LPPR. **Version** : COVER_F_1. Rev.01 Date 09-04-24

