



# ScopeGrasp

## Pince à corps étrangers

- Une large gamme pour procéder à l'extraction d'une grande variété de corps étrangers aux formes et consistances diverses, tant pour l'endoscopie digestive que pour l'endoscopie bronchique.






**Différentes formes  
et consistances,  
pour l'endoscopie  
digestive et  
bronchique.**



# ScopeGrasp

## Pince à corps étrangers

ScopeGrasp - Pince à corps étranger							
Mâchoire	Référence	Cathéter		Ouverture des mâchoires (mm)	Code couleur	Rotatif	CDT
		Ø (mm)	Longueur (cm)				
	PÉLICAN (combiné dents de rat/alligator)						
	GF-18125033	1,8	120	8,5	Jaune	✗	10
	GF-18185033	1,8	180	8,5	Jaune	✗	10
	GF-23235033	2,3	230	8,3	Bleu	✗	10
	GF-232350310	2,3	230	15,0	Bleu	✗	10
	GF-23235039	2,3	230	8,3	Bleu	✓	5
	ALLIGATOR						
	GF-23235031	2,3	230	8,7	Bleu	✗	10
	DENTS DE RAT						
	GF-18075032	1,8	70	4,6	Jaune	✗	10
	GF-18165032	1,8	160	4,6	Jaune	✗	10
	GF-18235032	1,8	230	4,6	Jaune	✗	10

## Caractéristiques

- ▶ **Stérile** et à **usage unique** : diminution des risques d'infections nosocomiales, prêtes à l'emploi pour les extractions d'urgence et toujours fonctionnelles.
- ▶ **Poignée type diabolo** pour une prise en main sûre et un geste contrôlé.
- ▶ **Code couleur** permettant d'identifier rapidement le diamètre de la gaine.
- ▶ **Mécanisme d'ouverture de type pantographe** permettant l'extraction même en position d'endoscope fortement béquillé.
- ▶ **Trois modèles disponibles**, pour procéder à l'extraction d'une large variété de corps étrangers aux formes et consistances diverses.
- ▶ **Modèle rotatif**, pour faciliter le positionnement de la pince sur le corps étranger à extraire.

**Dénomination** : Pince à corps étrangers ScopeGrasp. **Indications** : Extraction de corps étrangers par voie endoscopique. **Classe** : IIa. **Organisme notifié** : CE0123. **Fabricant** : Hangzhou AGS Medtech Co., Ltd. **Bon usage** : Avant toute utilisation, lire attentivement les instructions figurant sur la notice d'utilisation ou l'étiquetage du dispositif. **Remboursement** : Produit non inscrit à la LPPR. **Version** : GF\_F\_4. Rev. 04 Date 17-10-22

Distribué en France par :

**Creo Medical SASU**

9, avenue Jean Prouvé

88101 Saint-Dié des Vosges

Email : info.fr@creomedical.com

Tél : + 33 3 29 58 45 45 / 46 46

