


ScopeGuard

Beißringe



Kleines Modell
Für Patienten mit eingeschränkter Kiefermobilität und Kindern



Große zentrale Öffnung
Ermöglicht die Einführung von allen Endoskoptypen




Interne Haltepunkte
Verhindert den Auswurf des Beißrings durch den Patienten

Seitliche Markierungen
Erleichtert die Handhabung des Endoskops während der Einführung



Modell mit Silikon Zahnschutz
Schutz für die Zähne Ihres Patienten

Die umfassendste Sortiment von Beißringen geeignet für alle Endoskopien des oberen Verdauungstrakts










Oxygenating Beißringe
Für Endoskopien, bei denen O₂ benötigt wird

ECO Modell
Günstige Alternative für begrenztes Budget





Einmalgebrauch - Einzeln verpackt mit Rückverfolgbarkeitsetiketten

Standard Beißringe - Nicht steril

	Referenz	Beschreibung	Zentrale Öffnung (mm)	Menge
	AN10018000	ScopeGuard Universeller Beißring	27 x 22	100
	AN2360000	ScopeGuard Plus Eco Beißring + Halteband	26 x 20	100
	AN10018002	ScopeGuard Plus Universeller Beißring + Halteband	27 x 22	100
	AN10018003	ScopeGuard Plus Mini Kleiner Beißring + Halteband	20 x 16	100
	ENDO0209	ScopeGuard Plus Protect Beißring mit Zahnschutz + Halteband	26 x 19	100
	ENDO0209A	ScopeGuard Plus Beißring + Halteband	26 x 19	100
	AN10018011	ScopeFix Halteband	-	100

Beißringe Oxygenatoren - Nicht steril

	Referenz	Beschreibung	Zentrale Öffnung (mm)	Menge
	ENDO044	ScopeGuard O ₂ Beißring zur Sauerstoffinsufflation + Halteband	23 x 22	100
	ENDO044F	ScopeGuard O ₂ Protect Beißring zur Sauerstoffinsufflation mit Zahnschutz + Halteband	23 x 22	100

SG_G_5. Rev. 05 Date 20-10-22

Ihr autorisierter Creo Medical Vertriebspartner:

Creo Medical GmbH

Hans-Böckler-Str. 29

40764 Langenfeld, Deutschland

Email: info.de@creomedical.com

Tel: +49 21 73 200 47 0

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Abbildungen enthalten teilweise Sonderausstattungen.

