

ScopeInject & ScopeInject Plus



Aiguille d'Injection

Conçues pour s'adapter
aux différentes situations
auxquelles les utilisateurs
sont confrontés



ScopeInject


Aiguille d'Injection

	Référence	Cathéter		Aiguille		CDT
		Ø (mm)	Longueur (cm)	Ø (G / mm)	Longueur (mm)	
ScopeInject - Aiguille d'injection						
	IN-241621045081	2,4	160	21 / 0,72	4,0	10
	IN-241623045082	2,4	160	23 / 0,57	4,0	10
	IN-241625045083	2,4	160	25 / 0,45	4,0	10
	IN-242321045081	2,4	230	21 / 0,72	4,0	10
	IN-242323045082	2,4	230	23 / 0,57	4,0	10
	IN-242325045083	2,4	230	25 / 0,45	4,0	10
ScopeInject Plus - Aiguille d'injection à gaine spiralée						
	IN-2416-2304M-5313	2,4	160	23 / 0,57	4,0	10
	IN-2416-2504M-5313	2,4	160	25 / 0,45	4,0	10
	IN-2423-2304M-5313	2,4	230	23 / 0,57	4,0	10
	IN-2423-2504M-5313	2,4	230	25 / 0,45	4,0	10

Aiguille de longueur 6,0mm également disponible, nous consulter.


Caractéristiques

- ▶ Poignée ergonomique et sécurisante, **manipulable à une seule main.**
- ▶ **Sûre d'utilisation** : système de cliquetage / désencliquetage permettant de sécuriser l'aiguille aussi bien en position « sortie » que « rentrée ».
- ▶ **Aiguille triple biseau** pour des ponctions **sûres et précises.**
- ▶ Extrémité distale recouverte d'un embout protecteur, pour éviter les blessures accidentelles à l'ouverture du packaging.



Caractéristiques additionnelles de ScopeInject Plus

- ▶ **Élimine le phénomène de rétraction de l'aiguille** dans le cathéter lorsque l'aiguille est sous contrainte et/ou lors de ponctions de tissus fortement fibreux.
- ▶ **Aucun risque de perforation de la gaine** en position d'endoscope fortement béquillé.



Dénomination : Aiguille d'injection Scopelinject & Scopelinject Plus. **Indications** : Injection d'agent sclérosant dans la muqueuse gastro-intestinale par voie endoscopique. **Classe** : IIa. **Organisme notifié** : CE0123. **Fabricant** : Hangzhou AGS Medtech Co., Ltd. **Bon usage** : Avant toute utilisation, lire attentivement les instructions figurant sur la notice d'utilisation ou l'étiquetage du dispositif. **Remboursement** : Produit non inscrit à la LPPR. **Version** : SL_F_4. Rev.04. Date 09-03-23

Distribué en France par :

Creo Medical SASU

9, avenue Jean Prouvé

88101 Saint-Dié des Vosges

Email : info.fr@creomedical.com

Tél : + 33 3 29 58 45 45 / 46 46

