

ScopeNet

Extraktionsnetz



**Sichere Bergung von
Polypen, Fremdkörpern und
Nahrungsmittelstücken.**


ScopeNet

Extraktionsnetz

Referenz	Ø Katheter (mm)	Katheter-Länge (cm)	Netto-Größe l x L (mm)	Menge
FST-FG-18-160-C2	1,8	160	25 x 55	10
FST-FG-23-230-C3	2,3	230	30 x 60	10
FST-FG-23-230-C4	2,3	230	40 x 75	10

Merkmale

- ▶ **Um 360° drehbarer Griff** für eine einfache Positionierung.
- ▶ **Ergonomisches Design des Scherengriffs**, der die einhändige Bedienung erleichtert.
- ▶ **Teflonhülle**, die eine hervorragende Gleitfähigkeit im Arbeitskanal bietet.
- ▶ **Expandierbares Netz** für die Bergung großer Fremdkörper.
- ▶ **Bewahrt die Morphologie** der Probe während der Extraktion.
- ▶ **Die sterile Verpackung** gewährleistet ein kontaminationsfreies Produkt.



Beschreibung: SCOPENET Netz-Extraktionsgerät für Polypen und Fremdkörper. **Indikationen:** Dieses Produkt wird mit einem Endoskop verwendet, um Gegenstände, Nahrungsballen oder Polypen nach der Resektion mit einer Polypektomieschlinge aus dem menschlichen Körper zu entfernen. **Klasse:** IIa. **Benannte Stelle:** CE0197. **Hersteller:** Foresight Technology Co, Ltd. **Bestimmungsgemäßer Gebrauch:** Lesen Sie vor der Verwendung sorgfältig die Anweisungen in der Packungsbeilage oder auf dem Etikett des Geräts. **Version:** NS_G_1 Rev.01 Datum 20-10-2022

Ihr autorisierter Creo Medical Vertriebspartner:

Creo Medical GmbH

Hans-Böckler-Str. 29

40764 Langenfeld, Deutschland

Email: info.de@creomedical.com

Tel: +49 21 73 200 47 0

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Abbildungen enthalten teilweise Sonderausstattungen.

