



ScopeNet

Asa de red




**Recuperación segura
de pólipos y cuerpos
extraños.**

Referencia	Ø Catéter (mm)	Longitud del catéter(cm)	Tamaño del asa ancho x largo (mm)	Cant.
FST-FG-18-160-C2	1,8	160	25 x 55	10
FST-FG-23-230-C3	2,3	230	30 x 60	10
FST-FG-23-230-C4	2,3	230	40 x 75	10

Características

- ▶ **Mango giratorio de 360°** para facilitar su colocación.
- ▶ **Diseño ergonómico del mango tipo tijera** que facilita el manejo con una sola mano.
- ▶ **Vaina de teflón** que proporciona **un excelente deslizamiento** por el canal de trabajo.
- ▶ **Red extensible** para la recuperación de cuerpos extraños de gran tamaño.
- ▶ **Preserva la morfología del espécimen** durante la extracción.
- ▶ El **embalaje estéril** garantiza un producto libre de contaminación.



Descripción: Dispositivo de extracción de red SCOPENET para pólipos y cuerpos extraños. **Indicaciones:** Este producto se utiliza con un endoscopio para extraer objetos, bolos alimenticios o pólipos del cuerpo humano después de la resección con un asa de polipectomía. **Clase:** IIa. **Organismo notificador:** CE0197. **Fabricante:** Foresight Technology Co, Ltd. **Uso adecuado:** Antes de utilizarlo, lea atentamente las instrucciones del prospecto o de la etiqueta del dispositivo. **Versión:** NS_S_2 Rev.02 Fecha 16-11-2022

Distribuido en España por:

Creo Medical S.L.

Pol. Ind. Cordovilla, Calle D. Nº1
31191 Cordovilla, Navarra (España)

Tel.: +34 948 293 324

E-mail: info.es@creomedical.com