

# ScopeProtect

## Protector universal para endoscopios

### Discos de silicona blanda


Garantizan que el extremo distal del endoscopio permanezca correctamente asentado en el dispositivo, independientemente de su diámetro.



**Soportes amortiguadores**  
Protección contra impactos accidentales durante la manipulación y el transporte.

**Universal**  
Se adapta a todos los endoscopios con un diámetro entre 2,5 y 14 mm

Dispositivo patentado



**Un dispositivo para proteger el extremo distal de la casi totalidad de sus endoscopios, de 2,5 a 14 mm de diámetro, sin comprometer su secado.**

## ScopeProtect

### Protector universal para endoscopios, de un solo uso

El extremo distal de los endoscopios está formado por componentes que pueden dañarse fácilmente por golpes durante el transporte y el almacenamiento, lo que da lugar a costosas reparaciones. Además, los micro-rasguños y arañazos pueden albergar sangre, tejidos y bacterias, lo que supone un riesgo de contaminación cruzada entre pacientes.


ScopeProtect ofrece una solución a estos problemas, ya que protege el extremo distal de una amplia variedad de endoscopios flexibles (gastroskopios, colonoscopios, duodenoscopios, ecoendoscopios, broncoskopios, cistoskopios, ureteroskopios) al tiempo que permite la eliminación de la humedad residual y el secado del endoscopio.

ScopeProtect protege la punta del endoscopio cuando:

- ▶ Se traslada desde la LDE (lavadora desinfectadora de endoscopios) a un armario de secado u otro dispositivo de almacenamiento
- ▶ Se coloca y retira de un armario de secado
- ▶ Se traslada desde un armario de secado u otro dispositivo de almacenamiento al sistema de transporte

### ScopeProtect - Protector universal para endoscopios, de un solo uso

NON STERILE



Referencia	Descripción	Longitud	Ancho	Cant.
ENDO107	Protector universal para endoscopios	79 mm	27 mm	50

## Características

- ▶ **Universal:** el dispositivo ScopeProtect es compatible con todos los endoscopios con un diámetro externo de 2,5 a 14 mm (gastroskopios, colonoscopios, duodenoscopios, ecoendoscopios, broncoskopios, cistoskopios, ureteroskopios).
- ▶ **Uso único,** para un producto siempre eficaz y una reducción significativa del riesgo de infecciones nosocomiales.
- ▶ **Trazabilidad:** 3 etiquetas autoadhesivas desmontables acompañan a cada dispositivo.

**Descripción:** Protección del extremo del endoscopio, ScopeProtect. **Indicaciones:** Se utiliza para proteger el extremo distal del endoscopio durante el transporte y el almacenamiento. **Clase:** I no estéril **Organismo notificador:** Certificado de conformidad CE. **Fabricante:** GA Health Company Limited. **Uso correcto:** Antes de utilizarlo, lea atentamente las instrucciones del prospecto o del etiquetado del dispositivo. **Version:** SP\_S\_2. Rev.02 Date 03-11-22

Su distribuidor autorizado de Creo Medical

### Creo Medical S.L.

Pol. Ind. Cordovilla, Calle D. Nº1  
31191 Cordovilla, Navarra (España)  
Tel.: +34 948 293 324  
E-mail: info.es@creomedical.com

