

ScopeSnare COLD

Polypektomieschlinge, kalt




Ein Schneiddraht mit
einem Durchmesser
von 0,24 mm für einen
sauberen Schnitt der
Läsion

ScopeSnare COLD



Polypektomieschlinge, kalt

ScopeSnare COLD - Polypektomieschlinge, kalt, drehbar

	Referenz	Katheter Ø (mm)	Länge (cm)	Schäkel Ø (mm)	Form des Griffs	Menge
	CPS-2410235336	2,4	230	10	diamond	10
	CPS-2415235336	2,4	230	15	diamond	10

Merkmale

- ▶ **Drehbar**, um die Positionierung des Handgriffs auf der zu resezierenden Läsion zu erleichtern.
- ▶ **Mehrdrätiger geflochtener Schneiddraht mit einem Durchmesser von 0,24 mm**, der einen sauberen Schnitt der Läsion ermöglicht.
- ▶ Die Form des Griffs wurde speziell entwickelt, um die Öffnungsweite zu maximieren und die Platzierung zu erleichtern.



Benennung: Griff für kalte Polypektomie. **Indikationen:** Endoskopische Resektion von kleinen Polypen ohne Hochfrequenzstrom und Bergung von Fremdkörpern im Gastrointestinaltrakt. **Klasse:** IIa. **Benannte Stelle:** CE0123. **Hersteller:** Hangzhou AGS MedTech Co.,Ltd. **Bestimmungsgemäßer Gebrauch:** Lesen Sie vor dem Gebrauch sorgfältig die Anweisungen in der Packungsbeilage oder auf dem Etikett des Geräts. **Version:** SSC_G_3. Rev.03. Datum: 17-10-2022

Ihr autorisierter Creo Medical Vertriebspartner:

Creo Medical GmbH

Hans-Böckler-Str. 29

40764 Langenfeld, Deutschland

Email: info.de@creomedical.com

Tel: +49 21 73 200 47 0

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Abbildungen enthalten teilweise Sonderausstattungen.

