

# ScopeTrap

## Atrapapólipos


**Dispositivo esencial**  
durante todos los  
procedimientos de  
polipectomía

Tubo con conector  
bicónico para  
la conexión al  
dispositivo de  
aspiración

Tubos para la  
conexión al  
endoscopio

Marcas  
fluorescentes en los  
compartimentos

Compartimentos  
para pólipos  
extirpados




## ScopeTrap Atrapapólipos

Garantiza comodidad y seguridad para el personal del hospital y permite la filtración, separación y recolección de los pólipos extirpados por medios endoscópicos, **ScopeTrap** se presenta como un dispositivo esencial para los procedimientos de polipectomía..

**ScopeTrap** se compone de:

- ▶ Un recipiente redondo dividido en 8 compartimentos: 4 (marcado de 1 a 4) para recibir cronológicamente los pólipos extirpados, y 4 (marcado 0) para la succión.
- ▶ 1 tapa con 2 tubos, un tubo central que se conecta al dispositivo de succión y otro tubo que se conecta al endoscopio.



Referencia	Descripción	Cant.
10017130	<b>ScopeTrap: Atrapapólipos</b> – caja de 50 unidades	50
10017130B	<b>ScopeTrap: Atrapapólipos</b> – caja de 20 unidades	20

*Modelo con compartimentos extraíbles también disponible, póngase en contacto con nosotros.*

## Características



- ▶ **Captura los pólipos extirpados en un sistema cerrado:** mantiene la integridad de las muestras.



- ▶ **Recipiente con 4 compartimentos numerados,** respetando la cronología de los pólipos extirpados.



- ▶ **Marcado fluorescente de los compartimentos:** permite identificar fácilmente los números de compartimiento, incluso en la penumbra de la sala de procedimientos endoscópicos.



- ▶ **Trazabilidad:** Se incluyen 2 pegatinas con cada atrapapólipos.

**Descripción:** Atrapa Pólipos ScopeTrap. **Indicaciones:** Filtración, separación y recolección de pólipos extirpados por endoscopia. **Clase:** I. **Organismo certificador:** Auto Certificación. **Fabricante:** Creo Medical S.L. **Uso:** Antes de usar, lea atentamente las instrucciones en el Manuales de Uso o en la etiqueta del producto. **Versión:** TRAP\_S\_4. Rev.04. date 16-11-22

Distribuido en España por:

**Creo Medical S.L.**

Pol. Ind. Cordovilla, Calle D. Nº1  
31191 Cordovilla, Navarra (España)

Tel.: +34 948 293 324

E-mail: info.es@creomedical.com

