

ScopeValve

Pistons air/eau et aspiration

La qualité du réutilisable
La sécurité de l'usage unique !

STÉRILE



CREO
MEDICAL

ScopeValve

Plus de 10 ans après avoir introduit les premiers kits pistons à usage unique sur le marché français et dans un processus d'amélioration constante de notre offre, nous vous présentons la gamme ScopeValve qui associe qualité, fonctionnalité et excellent rapport qualité/prix, pour permettre à un plus grand nombre d'établissements de faire le choix de l'usage unique.

De même que la valve pour canal opérateur, il est quasiment impossible de nettoyer et donc de stériliser de manière satisfaisante les pistons air/eau et aspiration. Qui plus est, les multiples retraitements et stérilisations des pistons réutilisables altèrent de manière importante leur fonctionnalité.

Kits pistons air/eau et aspiration, à usage unique



Référence	Désignation	Cdt
ENDO004	Kit comprenant piston air/eau + piston d'aspiration + valve pour canal opérateur (endoscopes Olympus® séries 140/160/180/190/240/260)	50
ENDO046	Kit comprenant piston air/eau + piston d'aspiration + valve pour canal opérateur + connecteur pour canal jet d'eau auxiliaire (endoscopes Olympus® séries 140/160/180/190/240/260)	50
ENDO037	Kit comprenant piston air/eau + piston d'aspiration + valve pour canal opérateur (endoscopes Pentax®)	50
ENDO081	Kit comprenant piston air/eau + piston d'aspiration + valve pour canal opérateur + connecteur pour canal jet d'eau auxiliaire (endoscopes Pentax®)	50
ENDO087	Kit comprenant piston air/eau + piston d'aspiration + valve pour canal opérateur (endoscopes Fujinon® séries 700)	50
ENDO092	Kit comprenant piston air/eau + piston d'aspiration + valve pour canal opérateur + connecteur pour canal jet d'eau auxiliaire (endoscopes Fujinon® séries 700)	50

Caractéristiques



- **Usage unique** pour un produit toujours efficace et une diminution significative des risques d'infections nosocomiales.



- **Dispositifs stériles**: pour garantir un produit exempt de micro-organismes à travers lequel sont insérés des instruments et accessoires également stériles.



- **Traçabilité**: 3 étiquettes détachables autocollantes accompagnent chaque dispositif.

Dénomination: Pistons air/eau et aspiration ScopeValve™. **Indications**: Contrôle de l'insufflation d'air et de l'aspiration d'un endoscope lors des procédures d'endoscopies digestives. **Classe**: I stérile & IIa stérile **Organisme notifié**: CE0123. **Fabricant**: GA Health Company Limited. **Bon usage**: Avant toute utilisation, lire attentivement les instructions figurant sur la notice d'utilisation ou l'étiquetage du dispositif. **Remboursement**: Produit non inscrit à la LPPR. **Versión**: ATM_F_6. Rev06, Date 13-06-23

Distribué en France par :

Creo Medical SASU

9, avenue Jean Prouvé

88101 Saint-Dié des Vosges

Email : info.fr@creomedical.com

Tél : + 33 3 29 58 45 45 / 46 46

