

ScopeWire

Guía


**Una amplia gama de guías
para la canulación selectiva
de conductos biliares, la
colocación y el intercambio
de dispositivos de CPRE**

ScopeWire - Guía

Referencia	Ø (pulgadas / mm)	Longitud (cm)	Rigidez	Tipo de extremo flexible	Cant.
GW-25265041	0,025 / 0,63	260	Estándar	Recto	10
GW-25455041	0,025 / 0,63	450	Estándar	Recto	10
GW-35265041	0,035 / 0,89	260	Estándar	Recto	10
GW-35455041	0,035 / 0,89	450	Estándar	Recto	10
GW-25265043	0,025 / 0,63	260	Rígido	Recto	10
GW-25455043	0,025 / 0,63	450	Rígido	Recto	10
GW-35265043	0,035 / 0,89	260	Rígido	Recto	10
GW-35455043	0,035 / 0,89	450	Rígido	Recto	10
GW-35455042	0,035 / 0,89	450	Estándar	Angulado	10

Características

- ▶ **Punta hidrofílica de 5 cm.**
- ▶ **Revestimiento cebreado bicolor** que permite la correcta visualización del movimiento de la guía en la imagen endoscópica.
- ▶ **2 diámetros: 0,025" y 0,035".**
- ▶ **2 longitudes: 260 cm y 450 cm.**
- ▶ Modelo **estándar** o **rígido**.
- ▶ Extremo hidrófilo **recto** o **angulado**.



Descripción: Guía ScopeWire. **Indicaciones:** Colocación de dispositivos en el tracto biliar y digestivo por endoscopia. **Clase:** IIa. **Organismo notificador:** CE0123. **Fabricante:** Hangzhou AGS Medtech Co, Ltd. **Uso adecuado:** Antes de utilizarlo, lea atentamente las instrucciones del prospecto o de la etiqueta del dispositivo. **Version:** SGUIDE_S_5. Rev.05. Date 07-06-2024

Distribuido en España por:

Creo Medical S.L.U

Pol. Ind. Comarca I, Calle A. NºD22

31160 Orcoyen, Navarra (España)

Tel.: +34 948 293 324

E-mail: info.es@creomedical.com