

ScopeXtract

Dreilumiger Biliarextraktionsballon


Entwickelt, um Steine
aus dem Gallengang
zu entfernen oder
um die Injektion von
Kontrastmitteln zu
erleichtern.



ScopeXtract


Dreilumiger Biliarextraktionsballon

ScopeXtract - Extraktionsballon

	Referenz	Ø Katheter (Fr / mm)	Länge (cm)	Ø aufgeblasener Ballon (mm)	Kompatibel mit kurzem Führungsdraht	Menge
	SEB-1012155451	7 - 5 / 2,3 - 1,7	200	10 - 12 - 15	✗	5
	SEB-1315185451	7 - 5 / 2,3 - 1,7	200	13 - 15 - 18	✗	5
	SEB-1012155453	7 - 5 / 2,3 - 1,7	200	10 - 12 - 15	✓	5
	SEB-1315185453	7 - 5 / 2,3 - 1,7	200	13 - 15 - 18	✓	5

Merkmale

- ▶ **3 Lumen:** Führungsdraht - Injektion - Ballonaufblasen
- ▶ **1 Ballon = 3 Durchmesser**
- ▶ Erhältlich als **Standard- oder kurzes Führungsdrahtmodell**
- ▶ Die **platoide Form des Ballons** reduziert die Kontaktfläche mit den Wänden des Gallengangs, so dass:
 - die Reibung und damit der Widerstand gegen die Schrumpfung verringert wird
 - der Großteil der Steine in einem Durchgang entfernt werden können
- ▶ Der **Ballon verformt sich nicht so leicht**, wodurch eine seitliche Leckage während der Extraktion vermieden wird
- ▶ Das **konische Design der Katheterspitze** ermöglicht eine einfache Kanülierung der Papille



Beschreibung: ScopeXtract Extraktionsballon. **Indikationen:** Endoskopische Entfernung von Gallensteinen. **Klasse:** IIa. **Benannte Stelle:** CE0123. **Hersteller:** Hangzhou AGS Medtech Co, Ltd. **Bestimmungsgemäßer Gebrauch:** Lesen Sie vor der Anwendung sorgfältig die Anweisungen in der Packungsbeilage oder auf dem Etikett des Geräts. **Version:** SX_G_1. Rev.01. Datum: 17-10-2022

Ihr autorisierter Creo Medical Vertriebspartner:

Creo Medical GmbH

Hans-Böckler-Str. 29

40764 Langenfeld, Deutschland

Email: info.de@creomedical.com

Tel: +49 21 73 200 47 0

Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Abbildungen enthalten teilweise Sonderausstattungen.

