

UroAccess

Vaina de Acceso Ureteral

4 configuraciones de vaina disponibles:

- ▶ 2 diámetros: 10 - 12Fr y 12 - 14Fr.
- ▶ 2 longitudes: 35 cm y 45 cm.



**Diseñado para generar
y mantener un acceso
seguro a los riñones.**



Referencia	Ø Interior de la viana (Fr)	Ø Exterior de la viana (Fr)	Longitud (cm)	Cant.
UAS-101235-041	10	12	35	4
UAS-101245-042	10	12	45	4
UAS-121435-038	12	14	35	4
UAS-121445-026	12	14	45	4

Características

- ▶ **Forma optimizada de la punta** del dilatador para facilitar la inserción.
- ▶ **Extremo de la vaina de acceso biselado** para una transición atraumática entre el dilatador y la vaina.



- ▶ El revestimiento hidrofílico proporciona un **excelente deslizamiento** durante la inserción.
- ▶ Vaina **reforzada y radiopaca**.
- ▶ Vaina **graduada** en toda su longitud.

- ▶ **Conexión Luer-Lock** para la inyección del medio de contraste.
- ▶ **Sistema de bloqueo** del dilatador en la vaina para un acople seguro.



Descripción: Vaina de acceso ureteral UroAccess. **Indicaciones:** Proporciona un canal para que un dispositivo de intervención llegue a la zona donde se realiza la operación. **Clase:** IIa. **Organismo notificador:** CE1984. **Fabricante:** Plasti-Med Plastik Medikal Ürünler San.ve Tic.ltd.şti. **Uso adecuado:** Antes de utilizarlo, lea atentamente las instrucciones del prospecto o del etiquetado del dispositivo. **Version :** UA_S_3. Rev.03 Date 15-02-24

Distribuido en España por:

Creo Medical S.L.U

Pol. Ind. Comarca I, Calle A. NºD22

31160 Orcoyen, Navarra (España)

Tel.: +34 948 293 324

E-mail: info.es@creomedical.com