

UroCatch


Panier d'Extraction

5 références où le panier d'extraction est décliné :

- ▶ En 2 longueurs : 90cm et 120cm.
- ▶ En 4 diamètres : 1,5Fr, 1,9Fr, 2,2Fr et 3,0Fr.
- ▶ Avec ou sans tip.
- ▶ Panier à fils **droits** ou **hélicoïdaux** ou à **ouverture frontale**, en **nitinol**.

**Pour procéder au
retrait endoscopique
des calculs des voies
urinaires hautes**

Rotatif sur 360°



Modèle adapté à
différentes formes de
calculs dans les zones
difficiles d'accès.

Poignées
ergonomiques
démontables et
réassemblables




UroCatch

Panier d'Extraction

Référence	Ø Cathéter (Fr)	Longueur cathéter (cm)	Panier	Ø Panier (mm)	Tip	CDT
USB-30090-001	3,0	90	4 fils hélicoïdaux	13 - 16	✓	1
USB-30090-009	3,0	90	4 fils droits	13 - 16	✓	1
USB-19120-042	1,9	120	4 fils droits	11 - 16	✗	1
USB-22120-041	2,2	120	4 fils droits	11 - 16	✗	1
USB-15120-491	1,5	120	3 fils	11	✗ Ouverture frontale	1

Caractéristiques

- ▶ Poignée ergonomique, facilement **démontable et réassemblable**.
- ▶ Panier **rotatif sur 360°** sur 4 références.
- ▶ Modèle à **ouverture frontale** (USB-15120-491) dédié à l'extraction de calculs dans les **zones les plus complexes** (calices inférieurs).
- ▶ Gaine et panier **radio-opaques**.
- ▶ **Panier en nitinol** : matériau à **mémoire de forme, résistant à la déformation**.
- ▶ Modèles **sans Tip** pour **faciliter la capture des calculs**, notamment dans les fonds caliciels.



Modèle 4 fils droits sans Tip, rotatif

Modèle à ouverture frontale adapté aux zones complexes

Dénomination : Panier d'extraction de calcul UroCatch. **Indications** : Indiqué pour la capture de calculs endo-urologiques et gastroentérologiques. **Classe** : Is. **Organisme notifié** : CE 0297. **Fabricant** : EPflex Feinwerktechnik GmbH. **Bon usage** : Avant toute utilisation, lire attentivement les instructions figurant sur la notice d'utilisation ou l'étiquetage du dispositif. **Remboursement** : Produit non inscrit à la LPPR.

Dénomination : Panier d'extraction de calcul UroCatch. **Indications** : Indiqué pour la cholédocholithiase et les calculs rénaux. **Classe** : IIa. **Organisme notifié** : CE 1984. **Fabricant** : Plastī-Med Plastīk Medīkal Ūrīnler San.ve Tic.İtd. **Bon usage** : Avant toute utilisation, lire attentivement les instructions figurant sur la notice d'utilisation ou l'étiquetage du dispositif. **Remboursement** : Produit non inscrit à la LPPR.

Version : UC_F_2. Rev.02 Date 07-03-2024

Distribué en France par :

Creo Medical SASU

9, avenue Jean Prouvé

88101 Saint-Dié des Vosges

Email : info.fr@creomedical.com

Tél : + 33 3 29 58 45 45 / 46 46

