

UroCatch

Cesta de Extracción

4 referencias disponibles para la cesta de extracción:

- ▶ **2 longitudes:** 90cm y 120cm.
- ▶ **3 diámetros:** 1.9Fr, 2.2Fr y 3.0Fr.
- ▶ **Con o sin punta.**
- ▶ Cesta de alambre **recta** o **helicoidal**

Mango **desmontable** y **reensamblable**

Parte **rotativa**

Para realizar la extracción
endoscópica de cálculos del
tracto urinario superior.

Rotación **360°**


UroCatch

Cesta de Extracción

Referencia	Ø Catéter (Fr)	Longitud (cm)	Cesta	Ø Cesta (mm)	Punta	Cant.
USB-30090-001	3,0	90	4 alambres helicoidales	13 - 16	✓	1
USB-30090-009	3,0	90	4 alambres rectos	13 - 16	✓	1
USB-19120-042	1,9	120	4 alambres rectos	11 - 16	✗	1
USB-22120-041	2,2	120	4 alambres rectos	11 - 16	✗	1

Características

- ▶ Mango ergonómico, fácil de **desmontar y volver a montar**.
- ▶ Cesta **rotativa 360°**.
- ▶ Vaina y cesta **radiopacas**.
- ▶ **Cesta de nitinol**: material con **memoria de forma, resistente a la deformación**.
- ▶ Modelos **sin punta** para **facilitar la captura de cálculos**, especialmente en los fondos calcáreos.



Descripción: Cesta de extracción de cálculos UroCatch. **Indicaciones:** Indicado para la coledocolitiasis y los cálculos renales. **Clase:** IIa. **Organismo notificador:** CE1984. **Fabricante:** Plasti-Med Plastik Medikal Ürünler San.ve Tic.İtd.Şti. **Uso adecuado:** Antes de utilizarlo, lea atentamente las instrucciones del prospecto o del etiquetado del dispositivo. **Version:** UC_S_2. Rev.02 Date 23-20-23

Distribuido en España por:

Creo Medical S.L.

Pol. Ind. Cordovilla, Calle D. Nº1
31191 Cordovilla, Navarra (España)

Tel.: +34 948 293 324

E-mail: info.es@creomedical.com

