

Uroflow-Toilette

Medición urinaria sanitaria para niños y adultos



Uroflow
Uroflow-EMG
Biofeedback

El inodoro automático Uroflow

Diagnóstico sencillo en 4 pasos:

- 1** El paciente lee el código de barras e inicia la micción
- 2** El inodoro Uroflow mide los parámetros del flujo urinario, crea el informe una vez finalizada la medición y lo envía al sistema de información del hospital (HIS).
- 3** En cuanto el paciente termina el procedimiento y se lava las manos, el inodoro Uroflow se limpia automáticamente.
- 4** El paciente puede volver directamente a consulta o a la sala de espera y el inodoro Uroflow estará listo para su uso en un minuto.



Función totalmente automática

El paciente realiza el procedimiento de forma privada, discreta y natural, y sólo en casos excepcionales con la asistencia del personal de la clínica.

Máximo confort higiénico

El inodoro Uroflow genera un ambiente higiénico y cómodo y evita la acumulación de olores y suciedad.

Soluciones tecnológicas para "Internet de los objetos"

El inodoro Uroflow está diseñado para su mantenimiento a distancia. Esto nos permite ofrecer un servicio en línea y llevar a cabo el mantenimiento y las actualizaciones anuales.

Disponible
como inodoro
o también
como urinario



Pantalla interna

La pantalla acompaña gráficamente al paciente a través de cada una de las fases del flujo urinario y muestra las curvas de medición.

Lector de códigos de barras

El paciente genera su propio informe para el programa informático de la clínica mediante un código de barras interno.

Impresora online

El paciente puede tomar los resultados de la medición de forma independiente en cuestión de segundos sin necesidad de personal.



Un vistazo al inodoro Uroflow:

- Función automática sin supervisión

- Tecnología de autolimpieza

- Teilweise/Vollständige IT-Integration

- Guiado del paciente por la pantalla interna

- Registro automático de pacientes

- Optionaler interner Drucker

- Acceso simultáneo a mantenimiento remoto

- Sensor de peso de gran sensibilidad

- Kabel oder Kabelloser Betrieb

- Flujos 0 - 100 ml/seg. *

- Volumen de flujo 0 - 1500 ml *

- * Precisión de medición +/- 1%.

Uroflow-Toilette

Medición urinaria sanitaria para niños y adultos



Módulo EMG

- ▶ Muestreo de señales EMG antes, durante y después de la micción
- ▶ Visualización simultánea de las señales EMG para la velocidad de flujo y el volumen de flujo
- ▶ Preamplificador de EMG
 - Inalámbrico
 - Recargable
 - Portátil

Módulo Biofeedback

- ▶ Software adicional para el módulo EMG
- ▶ Animación de pájaros adaptada a los niños
- ▶ Opcional: gafas de realidad virtual (RV)

	Uroflow-Toilette (UT)	UT-PRO	UT-EMG	UT-EMG-PRO
Uroflow	✓	✓	✓	✓
Integración de HIS		✓		✓
Acompañamiento sonoro		✓		✓
Impresora Flash		✓		✓
EMG			✓	✓
Biofeedback				✓

Otros productos fabricados y/o distribuidos por Creo Medical



Descripción: Urinario Uroflow, Indicación: Uroflujiometría, Clase: Im, Organismo notificado: UDEM, Atención: Lea el manual del usuario antes de usar. Versión: UT_S_1. Rev. 01. Fecha: 04-10-23

Su distribuidor autorizado de Creo Medical:

Creo Medical S.L.

Pol. Ind. Cordovilla, Calle D. Nº1
31191 Cordovilla, Navarra (España)

Tel.: +34 948 293 324

E-mail: info.es@creomedical.com

