

WiScope®

Flexibles Ureteroskop zum Einmalgebrauch

Eine leistungsstarke Alternative, die immer betriebsbereit ist, aber

- ▶ ohne das Risiko der Kreuzkontamination
- ▶ ohne eigene Sterilisation, Reparatur und mikrobiologische Kontrolle
- ▶ ohne Ausfallzeiten



* Wagen Ref.
OM:1966.903
konsultieren
Sie uns

Hier scannen




[Hier klicken](#)

WiScope® Ureteroskop

Ein leistungsstarkes, sofort verfügbares und 100%ig funktionales Gerät für Ihre ureteroskopischen Eingriffe. Die schnelle Verfügbarkeit von wiederverwendbaren Ureterskopen ist für viele urologische Dienste ein Problem. Denn selbst bei einer Flotte von mehreren Endoskopen werden diese regelmäßig gewartet, repariert und oft aus mikrobiologischen Gründen stillgelegt.

Neben seiner sofortigen Verfügbarkeit ermöglicht das Einweg-Ureteroskop **WiScope**

- ▶ Schnelle Abfolge von Interventionen
- ▶ Bewältigung von Notfällen
- ▶ Eliminierung des Risikos einer Kreuzkontamination
- ▶ Gewährleistung der erwarteten Leistung in Bezug auf Nutzung und Bildqualität



- ▶ Ermöglicht die simultane Benutzung des Arbeits- und Spülkanals.



- ▶ Hervorragendes Handling
- ▶ 275° Beweglichkeit in beide Richtungen
- ▶ Passiver Steuermechanismus
- ▶ Automatische Verriegelung des Steuerhebels
- ▶ Kleiner Beugeradius von nur 8 mm


Distale Spitze mit 7,4 Charr. (2,47 mm)

- ▶ Kugelförmiges Design für eine einfache Einführung

Außendurchmesser des URS 8,6 Charr. (2,87 mm)

- ▶ Der ultradünne Durchmesser ermöglicht ein benutzerfreundliches und patientenschonendes Handling in Ureter und Niere
- ▶ 1 : 1 Übertragung der Bewegung vom Handgriff zum distalen Ende des URS

* Sehr leichter Griff



- ▶ Bildauflösung 400 x 400 Pixels
- ▶ Mehrstufige Lichtsteuerung

| Artikelnummer | Rechtshänder/ Linkshänder | Steuerung | |
|---------------|--|-----------|---|
| 00060000 | rechtshändig | normal | Steuerhebel „nach distal“ - distales Ende „auf“ |
| 00060002 | linkshändig | normal | Steuerhebel „nach proximal“ - distales Ende „ab“ |
| 00060003 | rechtshändig | invers | Steuerhebel „nach distal“ - distales Ende „ab“ |
| 00060004 | linkshändig | invers | Steuerhebel „nach proximal“ - distales Ende „auf“ |
| 00060001 | WiScope Image System - Zystoskop & Ureteroskop | | |

Bezeichnung: Flexibles Einmal-Ureteroskop WISCOPE®. **Anwendung:** Diagnostische und therapeutische Operationen in den oberen Harnwegen und der Niere. **Klasse:** IIa. **Benannte Stelle:** CE0123. **Hersteller:** Ningbo Wise OptoMech Technology Corporation. **Anwendungshinweise:** Lesen Sie vor Gebrauch die Gebrauchsanweisung und folgen Sie den Hinweisen des Geräts und auf der Etikettierung. **Erstattung:** keine **Version:** WS_G_3. Rev.03 Date 15-07-2022

Ihr autorisierter Creo Medical Vertriebspartner:

Creo Medical GmbH

Hans-Böckler-Str. 29
40764 Langenfeld, Deutschland
Email: info.de@creomedical.com
Tel. +49 21 73 200 47 0

